



ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR KONUS "CRYSTAL"



- 2 oculares WF 10X y objetivo zoom desde 0.7x hasta 4.5x
- Cabeza trinocular
- Regulación de la distancia interpupilar.
- Ajuste de dioptrias
- Puños zoom en ambos lados
- Platina de microscopio con discos para las muestras transparentes y blanco/negro
- Doble iluminación regulable con luz incidente y transmitida
- Lámpara halógena de 12V/15W.
- Iluminador incorporado con lámpara fluorescente.

3 AÑOS DE GARANTÍA