



ESTEREOMICROSCOPIO OPEL 20X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cabezote binocular
- Base y cuerpo metálico
- Pintura Horneable
- Objetivo acromático de 2X o 4X
- Regulación de la distancia interpupilar (52 a 75mm)
- regulación Dióptrica (H-5) y regulación de precisión de enfoque
- Iluminación de luz incidente
- Bombilla halógena
- Ajuste macrométrico con perilla y cremallera
- Plato porta objetos y pinzas para asegurar
- Adaptador de corriente

3 AÑOS DE GARANTÍA



ESTEREOMICROSCOPIO URANO 20X-40X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Juego de oculares campo amplio WF 10X
- Rango de Magnificación 20X – 40X
- Cabezote binocular inclinado a 45°, 360° de rotación y ajuste interpupilar
- Objetivos de 2X y 4X, intercambiable por rotación.
- Ajuste de dioptrías en uno de los oculares
- Luz eléctrica incidente y transmitida
- Ajuste micrométrico con perillas a través de cremallera
- Pinza porta muestras

3 AÑOS DE GARANTÍA





ESTEREOMICROSCOPIO ACUARIOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Base y cuerpo metálico
- Cabezote binocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Oculares WF10X campo amplio.
- Graduación de distancia interpupilar 55-75mm
- Ajuste de dioptrías +/- 5dp
- Ajuste para objetivo ZOOM 1x-4x
- Ajuste Macro métrico
- Luz transmitida y reflejada
- Lámpara halógena 12v/10w
- Graduación de intensidad lumínica.
- Porta objetos en vidrio y mixta blanco y negro.
- Pinza prensa muestras.
- Cable de Poder.

3 AÑOS DE GARANTÍA

ESTEREOMICROSCOPIO GLASS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Base y cuerpo metálico
- Cabezote binocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptría ±5dp
- Oculares WF10X /Ø23mm
- Graduación de distancia interpupilar 55-75mm.
- Luz incidente con ajuste de iluminación.
- Producto con aprobación CE.
- Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- Magnificación total 7.5X-50X
- Diámetro de campo visual Ø33—Ø5
- Zoom 1:6.7
- Distancia de trabajo de 113mm
- Rango de enfoque de 80mm
- Lux de luz LED incidente: 6800 lux 3 AÑOS DE GARANTIA
- Lux de luz LED transmitida: 2100 lux

3 AÑOS DE GARANTÍA





ESTEREOMICROSCOPIO ACUARIOS TRINOCULAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Oculares SWF 10X
- Objetivos Zoom 1X-4X
- Objetivos 0,5X—1,5X (opcional)
- Cabeza Trinocular con inclinación de 45°.
- 360° de rotación y distancia interpupilar entre 55mm-75mm.
- Tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptrías ±5dp.
- El producto tiene la aprobación CE.
- Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- Luz halógena reflejada alta de 12V/10W.
- Luz halógena baja 12V/10W.

3 AÑOS DE GARANTÍA



ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR KONUS CRYSTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 2 oculares WF 10X y objetivo zoom desde 0.7x hasta 4.5x
- Cabeza trinocular
- Regulación de la distancia interpupilar.
- Ajuste de dioptrías
- Puños zoom en ambos lados
- Platina de microscopio con discos para las muestras transparentes y blan co/negro
- Doble iluminación regulable con luz incidente y transmitida
- Lámpara halógena de 12V/15W.
- Iluminador incorporado con lámpara fluorescente.

3 AÑOS DE GARANTÍA

