



MICROSCOPIO BINOCULAR OLYMPUS CX-23

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Campo claro
- Campo oscuro
- Iluminador Koehler de luz transmitida
- Lámpara LED
- Mecanismo de enfoque
- Enfoque de platina
- Carrera del enfoque grueso 15 mm
- Tope limitador de ajuste grueso
- Ajuste de la tensión para la perilla de enfoque grueso
- Incorporado, con 4 posiciones
- Platinas mecánicas con mando a derecha, Incorporada X: 76, Y: 30mm
- Condensador Abbe AN 1,25/ W.D.- (4 X - 100 X) (Incorporado)
- Tubos de observación Estándar (número de campo 20)
- Binocular trinocular
- Ángulo de inclinación del tubo 30°
- Ajuste de la distancia interpupilar 48 - 75 mm
- Dimensiones 198 (A) x 258 (P) x 384 (Al.) mm

